

KERN OBB-A1471

KERN

Tubo monocolare, 45° inclinato, 360° girevole



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Testa del microscopio |

Design

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tubo tipo | Monocolare |
| Angolo di inclinazione del tubo | 45° |
| Tubo con rotazione a 360° | ✓ |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 265×185×165 mm |
| Peso netto | 0,8 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,80 kg |
| Peso lordo ca. | 1,00 kg |
| Peso di spedizione | 1,6 kg |

Pittogrammi

STANDARD

