

KERN OBB-A 1472

KERN

Tubus binoculaire



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscopkop

Ontwerp

Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,6 kg

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY