

# KERN OBB-A 1476

Obiettivo acromatico, 4 x /0,1 W.D. (18 mm)

# KERN



## Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Marchio               | Optics                               |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico                     |
| Gruppo di prodotti    | Obiettivo acromatico per microscopio |

## Design

|             |   |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Condizioni ambientali

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 65×40×40 mm     |
| Peso netto                     | 0,3 kg          |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,30 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,60 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,6 kg          |

## Obiettivo

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Qualità delle lenti          | Acromatico |
| Obiettivo ingrandimento      | 4 x        |
| Apertura numerica            | 0,1        |
| Obiettivo distanza di lavoro | 18 mm      |