

KERN OBB-A 1479

KERN

Objetiva acromática, 60 x /0,85 (com suspensão) W.D. (0,1 mm)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoria de produto | Instrumento ótico |
| Grupo de produto | Objetiva acromática de microscópio |

Desenho

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|-------|
| Temperatura de armazenamento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 65×40×40 mm |
| Peso líquido | 0,3 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,60 kg |
| Peso de envio | 0,6 kg |

Objectiva

| | |
|--------------------------------|------------|
| Qualidade da objetiva | Acromática |
| Objetivo ampliação | 60 x |
| Abertura numérica | 0,85 |
| Objetiva distância de trabalho | 0,1 mm |