

# KERN OBB-A 1495

**KERN**

Infinity planachromatisches Objektiv für einen großen Arbeitsabstand, 20 x / 0,4 (7,2 mm)



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Objektiv

Objektivqualität	Infinity Plan
Objektiv Vergrößerung	20 x
Numerische Apertur	0,4
Objektiv Arbeitsabstand	7,2 mm