


KERN OBB-A 1506

KERN

Portaoggetti per 54 mm vaschetta per coltura



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×70×30 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,3 kg

Pittogrammi

STANDARD

