

KERN OBB-A 1538

KERN

Elemento de campo oscuro para microscopio estereoscópico



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×70 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD

