

KERN OBB-A 1544

Zentrierungs-Okular

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopokular |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 85×65×45 mm |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,40 kg |
| Versandgewicht | 0,4 kg |

Piktogramme

STANDARD

