

# KERN OBB-A 1562

**KERN**

Achromatisches Objektiv, E-Plan 4 x /0,1 W.D. (14,5 mm), Anti-Fungus



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Objektiv

Objektivqualität	E-Plan Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	4 x
Numerische Apertur	0,1
Objektiv Arbeitsabstand	14,5 mm