

# KERN OBB-A 1564

**KERN**

Achromatische doelstelling, E-Plan 40 x /0,65 (geveerd) W.D. (0,85 mm), anti-fungus



## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Objectiev

Objectiefkwaliteit	E-Plan-achromatisch
Objectiev vergroting	40 x
Numerieke apertuur	0,65
Objectiev werkende afstand	0,85 mm