

KERN OBB-A 1631

3 W LED Unidad de fluorescencia (B / G) para microscopio invertido



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Unidad de fluorescencia

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	410×390×310 mm
Peso neto	8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	9,9 kg

Pictogramas