

KERN OBB-A 1632



3W LED Fluoreszenzeinheit (B / G / V / UV) für inverses Mikroskop



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Fluoreszenzeinheit

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×390×310 mm
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	9 kg
Versandgewicht	9,9 kg

Piktogramme