

KERN OBB-A 1632



3W LED Fluorescentie-eenheid (B / G / V / UV) voor omgekeerde microscoop



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Fluorescentie-unit

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×390×310 mm
Nettogewicht	8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	9 kg
Verzendgewicht	9,9 kg

Pictogrammen