

KERN OBB-A 1632

3W LED Unidade de fluorescência (B / G / V / UV) para microscópio invertido



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Unidade de fluorescência

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	410×390×310 mm
Peso líquido	8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envio	9,9 kg

Pictogramas