



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Objectiev

Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Achromatisch
Objectiev vergroting	50 x
Numerieke apertuur	0,75
Objectiev werkende afstand	4,25 mm

## Pictogrammen