

KERN OBB-A2424

Mesa fijada para microscopios invertidos

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Mesa de microscopio

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	280×260×40 mm
Peso neto	2,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envío	3 kg

Pictogramas