

KERN OBB-A2424

Mesa fixa para microscópios invertidos

KERN



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Mesa para microscópio

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×260×40 mm
Peso líquido	2,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	3 kg

Pictogramas