

KERN OBB-A3203

Objectif achromatique, 4 x /0,1 W.D. (27 mm)

KERN



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	27×25×25 mm
--------------------	-------------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Objectifs

Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif magnification	4 x
Convertisseur numérique-analogique	0,1
Objectif distance de travail	27 mm