

# KERN OBB-A3203

Obiettivo acromatico, 4 x /0,1 W.D. (27 mm)

# KERN



## Pittogrammi

STANDARD



### Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

### Design

Dimensioni (L×P×A)	27×25×25 mm
--------------------	-------------

### Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

### Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

### Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	4 x
Apertura numerica	0,1
Obiettivo distanza di lavoro	27 mm