

# KERN OBB-A3203

Objetiva acromática, 4 x /0,1 W.D. (27 mm)

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

### Desenho

Dimensões (L×P×A)	27×25×25 mm
-------------------	-------------

### Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg

### Objectiva

Qualidade da objetiva	Acromática
Objetivo ampliação	4 x
Abertura numérica	0,1
Objetiva distância de trabalho	27 mm