

KERN OBB-A3204

KERN

Achromatisches Objektiv, 10 x /0,25 W.D. (7 mm)



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	30×25×25 mm
---------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Objektiv

Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	10 x
Numerische Apertur	0,25
Objektiv Arbeitsabstand	7 mm