

# KERN OBB-A3204

Objectif achromatique, 10 x /0,25 W.D. (7 mm)

# KERN



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

### Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	30×25×25 mm
--------------------	-------------

### Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

### Objectifs

Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif magnification	10 x
Convertisseur numérique-analogique	0,25
Objectif distance de travail	7 mm