

# KERN OBB-A3207

**KERN**

Objectif achromatique, 100 x / 1,25 (huile) (à ressort) W.D. (0,2 mm)

## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

## Objectifs

Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif magnification	100 x
Convertisseur numérique-analogique	1,25
Objectif distance de travail	0,2 mm