

KERN OBB-A3207

KERN

Achromatisch objectief, 100 x / 1,25 (olie) (geveerd) W.D. (0,2 mm)

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Objektief

Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectief vergroting	100 x
Numerieke apertuur	1,25
Objectief werkende afstand	0,2 mm