

# KERN OBB-A3207

# KERN

Objetiva acromática, 100 x / 1,25 (óleo) (com suspensão) W.D. (0,2 mm)

## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	36×25×25 mm
-------------------	-------------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg

## Objectiva

Qualidade da objetiva	Acromática
Objetivo ampliação	100 x
Abertura numérica	1,25
Objetiva distância de trabalho	0,2 mm