


# KERN OBB-A3211

Filter Gelb, Geeignet für: OBT-1

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopfilter

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	32×32×1 mm
Filter-Art	Standard
Filter-Durchmesser	32 mm
Filter-Farbe	Gelb

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×50×2 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

