

KERN OBB-A3221

Tubus Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkopf

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×110×55 mm
Tubus Art	Monokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	0,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1,6 kg

Piktogramme

STANDARD

