

KERN OBB-A3221

KERN

Tubo monocolare, 45° inclinato, 360° girevole



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Testa del microscopio

Design

Dimensioni (L×P×A)	150×110×55 mm
Tubo tipo	Monocolare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	265×185×165 mm
Peso netto	0,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1,6 kg

Pittogrammi

STANDARD

