

# KERN OBB-A3222

Tubus binoculaire

# KERN

## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscopkop

### Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×100×65 mm
Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	een zijde
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	48 mm

### Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,6 kg