

KERN OBB-A6205

Objektklemme für Stereomikroskopständer

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Objektklemme

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×45×15 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg

Piktogramme

STANDARD

