

# KERN OBS 106

**KERN**

De schoolmicroscop - voor de eerste stappen in de microscopie en de biologie



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Doorlichtmicroscop
Productfamilie	OBS-1

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	130×300×310 mm
Optisch systeem	Eindige
Tubus type	Siedentopf
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	30°
Tubus 360° rotatie	✓
Kwaliteit van de lens	achromatisch
	4×
Standaard objectieven	10×
	40×
Objectiefrevolver - inschroefplekken	4
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Contrastmethode	Helderveld
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm

## Oculair

Oculair veldbreedte	WF
---------------------	----

Gezichtspunt	Standaard
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	18 mm
Oculair diameter	23,2 mm

## Focus

Fijne aandrijving minimaal	0,00025 mm
Blikveld [Min]	0,45 mm
Blikveld [Max]	4,5 mm
Focusmechanisme	grove/fijne scherpstelling coaxiale

## Verlichting

Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	0,5 W
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingssterkte	Doorverlichting
Verlichting dimbaar	Doorverlichting
Diafragmaopening	✓
Filter mogelijk	✓

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	4 h
Batterij	3×1.2V AA
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×340×200 mm
Nettogewicht	3,138 kg

# KERN OBS 106



De schoolmicroscop - voor de eerste stappen in de microscopie en de biologie

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	4,0 kg
Verzendgewicht	5,7 kg

Objektief	
Objectieven Details	Objective Achromatic 10 x / 0,25 anti-fungus Objective Achromatic 4 x / 0,1 anti-fungus Objective Achromatic 40 x / 0,65 spring, anti-fungus

## Pictogrammen

### STANDARD

