

KERN ODC-A2403

Kalibrier-Objektträger mit Mikrometer (0,01 mm)

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Kalibrier-Objektträger

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×50×40 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

