

KERN ODC-A2404

KERN

Suporte de objeto de calibração com micrómetro ()



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Suporte de objeto de calibração

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×50×40 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas