

KERN ORA-A 1004

KERN

Olio di ciodi di garofano 78,8 % (CAS 8000-34-8)



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Líquido de contatto

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	50×15×15 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

