

KERN ORA-A 1005

Kalibrierblock für analoge Refraktometer

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Kalibrierblock

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	14×8×5 mm
---------------------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	15×10×10 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

