

# KERN ORA-A 1005

Kalibratieblok voor analoge refractometer

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Kalibratieblok

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	14×8×5 mm
--------------------	-----------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×10×10 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

