

# KERN ORA-A 1006

Trietilcitrato 60 % (CAS 77-93-0)

**KERN**



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Liquido di calibrazione

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	50×15×15 mm
Peso netto	0,005 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

## Pittogrammi

STANDARD

