

KERN ORA-A 1006

Triethylcitraat 60 % (CAS 77-93-0)

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Kalibratievloeistof

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	50×15×15 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

