

# KERN ORA-A2 107

Leder-Hülle für analoge Refraktometer, schwarz

**KERN**



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Leder-Hülle

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×150×70 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,4 kg

## Piktogramme

STANDARD

