

KERN ORA-A2 107

Custodia in pelle per rifrattometri analogici, nero

KERN



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Custodia in pelle

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×150×70 mm
Peso netto	0,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

Pittogrammi

STANDARD

