

# KERN ORA-A2 107

**KERN**

Leren etui voor analoge refractometer, zwart



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Leren etui

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×150×70 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

