


# KERN ORA-A2266

Digitale thermometer (0 °C/50 °C) (reserve)

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Andere

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×60×30 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

