

# KERN ORD-A2104

**KERN**

Étui en cuir pour réfractomètre numérique (remplacement)



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Housse en cuir

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×90×80 mm
Poids net	0,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

## Pictogrammes

STANDARD

