

# KERN OSE 409

**KERN**

Voorgedefinieerde stereomicroscopset met zwenkarm en geïntegreerde zwanenhalsverlichting voor een goed functionerende werkplek



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop set
Productfamilie	OSE-4

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	428×132×344 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Standaard objectieven	1×
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing	een zijde
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Contrastmethode	Helderveld
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm

## Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

## Focus

Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	250 mm
Blikveld [Max]	20 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling

## Verlichting

Type verlichting invallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W
Type verlichting doorvallend licht	None
Verlichtingssterkte	Opvallend licht

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	AUS
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
	US
	CH

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	435×410×200 mm
Nettogewicht	6,49 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,5 kg

## Pictogrammen