

KERN OZB-A1203

KERN

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► ECO-Stativi universali



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UE

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	526×210×420 mm
--------------------	----------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×420×290 mm
Peso netto	19 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	19 kg
Peso lordo ca.	22 kg
Peso di spedizione	21 kg

Pittogrammi

STANDARD

