KERN **OZB-A1211**



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► ECO-Stativi universali



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UE

Omologazione		
Marchio CE	✓	

Design	
Dimensioni (L×P×A)	410×230×380 mm

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

1 d
490×420×290 mm
10 kg
Servizio pacchi
10 kg
12 kg
12 kg

Pittogrammi

STANDARD



1