

# KERN OZB-A4 101

Okular (Ø 30,5 mm): WF 5 x / Ø 16,2 mm

# KERN

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Okular

Okular Feldweite	WF
Blickpunkt	Standard
Okular Vergrößerung	5 x
Okular Sehfeld	16,2 mm
Okular Durchmesser	30,5 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg