

KERN OZB-A4 104

KERN

Oculair (Ø 30,5 mm): WF 20 x / Ø 10 mm

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop oculair

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Gezichtspunt	Standaard
Oculair vergroting	20 x
Oculair gezichtsveld	10 mm
Oculair diameter	30,5 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×65×45 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg