

KERN OZB-A4205

KERN

Objetivo auxiliar {=TREESEARCH("self, {=FINDROOT("Importkonfiguration"), {=FINDROOT("PrintCatalog")}";"1404";"OZB-A4205";"objectiveMagnification";"=";true;0;true)}(cannot parse argument #2 ("1404"), Syntax error for function TREESEARCH)



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo auxiliar

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	55×55×25 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Objetivo

Objetivo aumento	2 x
------------------	-----

Pictogramas

STANDARD

