

# KERN OZB-A4205

**KERN**

Voorzetobjectief 2 x



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Objektief

Objectief vergroting	2 x
----------------------	-----

## Pictogrammen

STANDARD

